

232 mm

<p>Distributör Anger den enhet som distribuerar den medicintekniska produkten till platsen. Distributör Anger enheten som distribuerar den medicinske enheten i marketet. Distributör Anger den enhet, der distribuerer det medicinske udstyr. Jakelija Taho, joka toimii lääkinnällisen laitteen jakelijana paikallisella alueella.</p> <p>Ompaketering För att identifiera att en ändring av den ursprungliga konfigurationen för medicinteknisk produkt har skett. Ompaketering Anger at en modifikation/rekonfigurering av pakningen til den originale medicinske enheten er udført. Ompaketering Identifierer, at modificering/konfigurering af den originale emballage af det medicinske udstyr har fundet sted. Udellempakkaaminen Alkuperäisen lääkinnällisen laitteen pakkaukokomponassa on tapahtunut muutos.</p> <p>Importör Anger den enhet som importerar den medicintekniska produkten till platsen. Importör Anger enheten som importerer den medicinske enheten til marketet. Importör Anger den enhet, der importerer det medicinske udstyr. Maahantuoja Taho, joka maahantuo lääkinnällisen laitteen paikalliselle alueelle.</p> <p>Översättning För att identifiera att den ursprungliga informationen om medicintekniska produkten har genomgått en översättning som kompletterar eller ersätter den ursprungliga informationen. Översättning Anger at den originale informationen om den medicinske enheten har blitt oversatt, og at oversættelsen supplerer eller erstatter den originale informationen. Översættelse Identifierer, at de originale informationer om medicinske udstyr har gennemgået en oversættelse, der supplerer eller erstatter de oprindelige oplysninger. Käännös Lääkinnällisen laitteen tieto on käännetty lääkinnällisen, joka täydentää tai korvaa alkuperäistä tietoa. Medicinteknisk produkt. Medicinsk enhet. Medicinsk udstyr. Lääkinnällinen laite.</p> <p>MD</p>	<p>Webbsida med patientinformation. Nettsted for pasientinformasjon. Websted med patientinformationer. Potilaille tietoa tarjoava verkkosivusto.</p> <p>Tilberedningsland. Produktionsland. Fremstillingsland. Valmistusmaa.</p> <p>Återvinningsbar förpackning. Resirkulerbar emballasje. Genanvendelig emballage. Kierrätettävä pakkaus.</p>	<p>Salvequick MED</p> <p>WART PLASTER För fotvårter For fotvorter Til fodvorter Jalkojen syyliin</p> <p>Importer & Distributor contact in Europe: Orkla Cederroth S.A.U. Pol. Ind. Can. Bari, Calle D n° 11-12 ES-08415 Bigues i Riells, Barcelona, Spain. For distributor in each country, please visit www.salvequick.com</p> <p>Pharmaplast S.A.E. Amnia free zone 23512, Alexandria, Egypt. www.pharmaplast-online.com</p> <p>EC REP Ltd. 5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R744, Ireland. Tel: +353 1 2 544 944 Email: info@ecrep.ie</p> <p>985244-04 Revision date: 24/11/2021 0051</p>	
<p>SV SKYDDANDE PLÅSTER MED SALICYLSYRA FÖR FOTVÅRTER.</p> <p>EGENSKAPER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plattorna med salicylsyra angriper vårtorna utan att påverka den omkringliggande huden. • Hjälper till att ta bort vårtor utan smärta. • Snabbt och effektivt. <p>ANVÄNDARINSTRUKTION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blöttugg värtan i varmt vatten i 5 minuter före applikation. 2. Se till att huden är ren och torr och fri från krämer och oljor. 3. Ta fram plåstret ur förpackningen och undvik att vidröra sidan med lim. 4. Säkerställ att hålet i mitten på plåstret är placerat direkt över värtan och säkerställ att kanterna är utjämnade. 5. Låt plåstret sitta kvar tills det börjar lossna. Ta bort plåstret efter max 48 timmar. 6. Blöttugg det behandlade området i 5 minuter innan du lossar huden. 7. Upprepa behandlingen efter behov (tills värtan har försvunnit) i upp till 14 dagar. <p>VARNING</p> <p>Använd inte om du har diabetes, nedsatt blodcirkulation eller om du är överkänslig mot salicylsyra.</p> <p>Gravida och barn: använd endast efter rådgivning med läkare.</p> <p>Hudskador kan uppstå om den friska huden kommer i kontakt med salicylsyra. Det skyddande plåstret innehåller 0,4 g/g (40%) salicylsyra. Släng plåstret direkt och försiktigt efter användandet, utan kontakt med frisk hud för att förhindra spridning av infektioner.</p>	<p>NO BESKYTTENDE PLASTER MED SALISYLSYRE FOR FOTVORTER.</p> <p>EGENSKAPER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salicylsyreputer behandler vorter uten å påvirke huden rundt. • Bidrar til å fjerne vorter uten smerte. • Raskt og effektivt. <p>VEILEDNING FOR BRUK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bløt opp vorten i varmt vann i 5 minutter før påføring. 2. Rengjør og tørk huden før bruk og sørg for at det aktuelle området er fritt for krem og oljer. 3. Fjern baksiden, og unngå å berøre lomsiden. 4. Legg på plåstret som er innsatt med salicylsyre sentrert over vorten, og sørg for at kantene glates ut. 5. La det sitte på plass til det begynner å løse. Etter maksimalt 48 timer skal du fjerne plåstret. 6. Bløt opp det aktuelle området i varmt vann i 5 minutter før du fjerner løs hud. 7. Gjenta denne prosedyren etter behov i opp til 14 dager. <p>ADVARSEL</p> <p>Må ikke brukes hvis du er diabetiker eller er hypersensitiv for salicylsyre eller har dårlig blod sirkulasjon.</p> <p>Gravide kvinner og barn: bruk kun med legens godkjenning.</p> <p>Hudskader kan oppstå hvis den friske huden kommer i kontakt med salicylsyre. Beskyttende plaster inneholder 0,4 g/g (40%) salicylsyre. Kast plåstret umiddelbart og forsiktig etter bruk, uten kontakt med frisk hud for å forhindre spredning av infeksjoner.</p>	<p>DA BESKYTTENDE PLASTER MED SALICYLSYRE TIL FODVORTER.</p> <p>FUNKTIONER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plasterne med salicylsyre behandler vorterne uden at påvirke den omkringliggende hud. • Hjælper med at fjerne vorterne smertefrit. • Hurtigt og effektivt. <p>BRUGSVEJLEDNING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blødgør vorten i varmt vand i 5 min. før plåstret påsættes. 2. Sørg for at huden er ren og tør før brug. Sørg for at området, der skal behandles, er fri for creme og olie. 3. Fjern papiret fra plåstret og undgå at berøre den klæbende side. 4. Påsæt plåstret, så hullet i midten med salicylsyre er placeret direkte over vorten, og sørg for at kanten rundt om udjævnet. 5. Lad plåstret blive siddende til det selv begynder at løse sig. Fjern plåstret efter max. 48 timer. 6. Blødgør det behandlede område i varmt vand i 5 min. inden den løse hud fjernes. 7. Gentag denne procedure om nødvendigt i op til 14 dage. <p>ADVARSEL</p> <p>Må ikke anvendes, hvis du er diabetiker eller overfølsom over for salicylsyre eller lider af dårlig blodcirkulation.</p> <p>Gravide kvinder og børn: må kun anvendes med lægens godkendelse.</p> <p>Huden kan tage skade, hvis sund hud kommer i berøring med salicylsyre. Beskyttende plaster der indeholder 0,4 g/g (40%) salicylsyre. Smid straks plåstret ud efter brug og undgå kontakt med den raske hud for at forhindre spredning af infektion.</p>	<p>FI SUOJAAVA SALISYLIHAPPOA SISÄLTÄVÄ LAASTARI JALKAPOHJAN SYYLIIN.</p> <p>OMINAISUUDET:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salisyylihappolaastarityynyri tehoavat syyliin vaikuttamatta ympäröivään ihoon. • Auttaa poistamaan syyliä ilman kipua. • Nopea ja tehokas. <p>KÄYTTÖOHJEET</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liota syyliä lämpimässä vedessä 5 minuuttia ennen laastarin käyttöä. 2. Puhdista ja kuivaa iho ennen käyttöä valmistamaan, että hoidettavassa kohdassa ei ole voiteita tai öljyjä. 3. Poista suojapaperi välttämättä kosketusta liimapintaan. 4. Aseta laastari valmistamaan, että salisyylihappoa sisältävä pinta on täysin syyliin päällä. Varmista, että reunat ovat tasaisesti. 5. Pidä laastari paikoillaan, kunnes se alkaa irrota. Poista laastari viimeistään 48 tunnin käytön jälkeen. 6. Liota käsiteltäviä kohtaa lämpimällä vedellä noin 5 minuutin ajan ennen irronneen ihon poistamista. 7. Toista tämä käsittely tarpeen mukaan korkeintaan 14 päivän ajan. <p>VAROITUKSET</p> <p>Älä käytä laastaria, mikäli olet diabeetikko, yliherkkä salisyylihapolle tai kärsit huonosta verenkierrosta.</p> <p>Raskaana olevat ja lapset: käyttö vain lääkärin luvalla.</p> <p>Jos terve iho pääsee kosketuksiin salisyylihapon kanssa, voi imetä ihovaurioita. Tämä suojaava laastari sisältää 0,4 g/g (40%) salisyylihappoa. Hävitä laastari heti käytön jälkeen huolellisesti tervettä ihoa koskettamatta, jotta tulehdukset eivät leviä.</p>

89 mm

89 mm