

<p>Distribuidor indica quien realiza la distribución del producto sanitario. Distributore indica il soggetto che distribuisce il dispositivo medico localmente. Dağıtıcı Tıbbi cihaz bulunduğunuz ülkede dağıtan kuruluşu gösterir. Distribuidor indica a entidade que distribui o dispositivo médico no local.</p> <p>Reemvasada/recomendationada indica que se ha producido una modificación en la configuración del embleaje del producto sanitario original. Ricoonfezionamento Per identificare che si è verificata una modifica alla configurazione originale della confezione del dispositivo medico. Yeniden ambalajlama Orjinal tıbbi cihaz ambalajı yapıştırdıktan sonraki yapıyı gösterir. Reembalagem Para identificar que ocorreu uma modificação na configuração original da embalagem do dispositivo médico.</p> <p>Importador indica quien realiza la importación del producto sanitario. Importatore indica il soggetto che importa il dispositivo medico localmente. İthalatçı Tıbbi cihaz bulunduğunuz ülkeye ithal eden kuruluşu gösterir. Importador indica a entidade que importa o dispositivo médico no local.</p> <p>Traducción indica que la información original del producto sanitario ha sufrido una traducción que complementa o reemplaza la información original. Traduzione Per identificare che le informazioni originali sul dispositivo medico sono state sottoposte a una traduzione che integra o sostituisce le informazioni originali. Çeviri Orjinal tıbbi cihaz bilgilerinin çevirildiğini ve bu çevirinin orijinal bilgileri tamamladığını veya bu bilgilerin yerine geçtiğini gösterir. Tradução Para identificar que a informação original do dispositivo médico foi objeto de uma tradução que complementa ou substitui a informação original.</p> <p>MD Producto Sanitario. Dispositivo medico. Tıbbi Cihaz. Dispositivo Médico.</p>	<p>Web de información del paciente. Sito internet informazioni paziente. Hasta bilgilendirme web sitesi. Sitio web de informações para o doente.</p> <p>Pais de fabricación. Paese di produzione. Üretildiği ülke. País de fabrico.</p>	<p>985245-02</p> <p>Revision date: 29/10/2021</p> <p>0051</p>	<p>Salvelox MED</p> <p>WART PLASTER Para verrugas plantares Per verruche plantari Ayak siğilleri için Penso para verrugas plantares</p> <p>Importer & Distributor contact in Europe: Ordis Cosmetics S.A.S. Pol. Ind. Cas. Bari, Calle D n° 11-12 ES-08415 Bigues I Riells, Barcelona, Spain. For distributor in each country, please visit www.salvelox.com</p> <p>Pharmaplast S.A.E. Anafia Free zone 23532, Alexandria, Egypt. www.pharmaplast-online.com</p> <p>EC REP E C Rep Ltd. 5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R244, Ireland. Tel: +353 1 2 544 944 Email: info@ecrep.ie</p>
<p>ES APÓSITOS PROTECTORES CON ÁCIDO SALICÍLICO PARA VERRUGAS PLANTARES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los apósitos de ácido salicílico se colocan sobre la verruga sin afectar la piel circundante. • Ayuda a eliminar verrugas sin dolor. • Rápido y efectivo. <p>INSTRUCCIONES DE USO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poner la verruga en remojo en agua caliente durante 5 minutos antes de la aplicación. 2. Limpiar y secar antes de su uso, asegurando que el área a tratar está libre de cremas y aceites. 3. Retirar el papel protector, evitando tocar la parte adhesiva. 4. Aplicar el apósito con la parte impregnada con ácido salicílico centrada en la verruga, asegurar que los lados están bien pegados. 5. Mantener en su sitio hasta que empiece a despejarse. Después de un máximo de 48h, retirar el apósito. 6. Poner la zona afectada en remojo en agua caliente durante 5 minutos antes de retirar la piel suelta. 7. Repetir este procedimiento, si es necesario, durante un periodo máximo de 14 días. <p>ADVERTENCIAS:</p> <p>No utilizar en caso de diabetes o hipersensibilidad al ácido salicílico o si sufre de problemas circulatorios. Mujeres embarazadas y niños: Solo utilizar bajo recomendación médica.</p> <p>Se pueden producir lesiones cutáneas si la piel sana entra en contacto con el ácido</p>	<p>salicílico. Apósito protector con ácido salicílico 0,4 g/g (40%) para verrugas plantares. Desechar el apósito inmediatamente y con cuidado después del uso, evitando el contacto con la piel sana, para prevenir que se propague la infección.</p> <p>IT CEROTTO PROTETTIVO CON ACIDO SALICILICO PER VERRUCHE PLANTARI</p> <p>CARATTERISTICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I dischetti di acido salicilico agiscono sulle verruche senza intoccare la pelle circostante. • Aiuta a rimuovere le verruche senza dolore. • Veloce ed efficace <p>ISTRUZIONI PER L'USO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Immergere la verruca in acqua calda per 5 minuti prima dell'applicazione. 2. Pulire e asciugare la pelle prima dell'uso, assicurandosi che l'area interessata sia priva di creme e oli. 3. Rimuovere la pellicola protettiva, evitando di toccare il lato adesivo. 4. Applicare il cerotto con il disco di acido salicilico incorporato centralmente sopra la verruca, assicurandosi che i bordi siano ben levigati. 5. Lasciare in posizione fino a quando non inizia a staccarsi. Dopo un massimo di 48 ore, rimuovere il cerotto. 6. Immergere la zona interessata in acqua calda per 5 minuti prima di rimuovere la pelle in eccesso. 7. Ripetere questa procedura se necessario per un massimo di 14 giorni. <p>ATTENZIONE:</p> <p>Non usare in caso di diabete o ipersensibilità all'acido salicilico o se soffre di cattiva circolazione sanguigna.</p> <p>Donne in gravidanza e bambini: usare solo con l'approvazione del medico.</p> <p>Se la cute sana entra in contatto con l'acido salicilico si verificano danni cutanei. Cerotto protettivo contiene 0,4 g/g (40%) con acido salicilico per verruche plantari.</p>	<p>Gettare il cerotto immediatamente dopo l'uso, avendo cura di evitare ogni contatto con la pelle sana, così da prevenire la diffusione di infezioni.</p> <p>TR PLANTAR SIĞİLLER İÇİN SALISILIK ASİT İÇEREN KORUYUCU BANT</p> <p>ÖZELLİKLERİ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salisilik asit diskleri, çevredeki deriyi etkilemeden siğilleri hedefler. • Siğillerin ağrısız şekilde giderilmesine yardımcı olur. • Hızlı ve etkilidir. <p>KULLANIM TALİMATLARI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uygulama yapmadan önce siğillerin olduğu bölgeyi 5 dakika ılık suda bekletin. 2. Kullanmadan önce cildinizin temiz ve kuru olduğundan ve hedeflenen alanda krem ve yağ bulunmadığından emin olun. 3. Yapışkan kısmına dokunmaktan kaçınarak koruyucu astan çıkarm. 4. Gömülü salisilik asit diski siğilin üstüne gelecek şekilde bantı yapıştırdıktan ve bantın kenarlarının tam olarak yapıştırdıktan emin olun. 5. Kendiliğinden çıkmaya başlayıncaya kadar yerinde tutun. En geç 48 saat sonra bantı çıkarın. 6. Ayrılan ciltte birlikte bantı çıkarmadan önce ilgili alanı 5 dakika ılık suda bekletin. 7. Bu prosedürü gerekirse 14 güne kadar tekrarlayın. <p>UYARI:</p> <p>Şeker hastasıysanız, salisilik aside karşı aşırı hassasiyetiniz varsa ya da zayıf kan dolaşımına sahipseniz kullanmayın. Hamile kadınlar ve çocuklar: sadece doktorunuzun onayından sonra kullanabilirsiniz. Sağlıklı cildin salisilik asitle temas etmesi durumunda cilt hasarı meydana gelebilir. Plantar siğiller için 0,4 g/g (40%) salisilik asit içeren koruyucu bant. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için, kullandıktan</p>	<p>hemen sonra bantı sağlıklı cilde temas ettirmeden dikkatli bir şekilde atın.</p> <p>PT PENSO PROTETOR COM ÁCIDO SALICÍLICO PARA VERRUGAS PLANTARES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Os pensos de ácido salicílico atuam nas verrugas sem afetar a pele circundante. • Ajuda a remover as verrugas sem dor. • Rápido e eficaz. <p>INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mergulhar a verruga em água morna durante 5 minutos antes da aplicação. 2. Limpar e secar a pele antes da utilização, assegurando que a zona em causa está livre de cremes e óleos. 3. Retirar o papel protetor, evitando tocar no lado adesivo. 4. Aplicar o penso centrado no disco de ácido salicílico sobre a verruga, assegurando que as extremidades estão bem coladas. 5. Manter o penso até começar a soltar-se. Após um máximo de 48 horas, retirar o penso. 6. Mergulhar a zona afetada em água quente durante 5 minutos antes de retirar a pele solta. 7. Repetir este procedimento, se necessário, durante um período máximo de 14 dias. <p>PRECAUÇÕES:</p> <p>Não utilizar se for diabético, hipersensível ao ácido salicílico ou se sofrer de má circulação sanguínea. Mulheres grávidas e crianças: utilizar apenas com indicação médica.</p> <p>Podem ocorrer lesões cutâneas se a pele se entrar em contacto com o ácido salicílico.</p> <p>Penso protetor com ácido salicílico 0,4 g/g (40%) para verrugas plantares.</p> <p>Descartar o penso imediatamente e com cuidado após o uso, sem qualquer contacto com a pele sã, de forma a evitar a propagação de infeções.</p>