

243.5 mm

<p>3. Remove the release liner, avoiding touching the adhesive side. 4. Apply plaster with the embedded salicylic acid disc centrally over the corn, ensuring the edges are well smoothed down. 5. Leave in place until it starts to detach. After maximum 48 hours, remove the plaster. 6. Soak the affected area in warm water for 5 minutes before removing loosened skin. 7. Repeat this procedure as necessary for up to 14 days.</p> <p>WARNING: Do not use if you are diabetic or hypersensitive to salicylic acid or suffer from poor blood circulation. WARNING: Pregnant women and children: only use with doctor approval. Skin damage will occur if healthy skin come in contact with salicylic acid. Protective plaster contains 0,4 g/g (40%) salicylic acid. Dispose the plaster immediately and carefully after usage, without any contact with healthy skin, to prevent the spreading of infections.</p>	<p>Distributör Anger den enhet som distribuerar den medicintekniska produkten till platsen. Jakelija Taho, joka toimii lääkinnällisen laitteen jakelijana paikallisella alueella. Distributor: Indicates the entity distributing the medical device into the locale.</p> <p>Ompaketering För att identifiera att en ändring av den ursprungliga konfigurationen för medicinteknisk produkt har skett.</p> <p>Uudelleenpakkaaminen Alkuperäisen lääkinnällisen laitteen pakkauskoostumuksessa on tapahtunut muutos. Repackaging To identify that a modification to the original medical device packaging configuration has occurred.</p> <p>Importör Anger den enhet som importerar den medicintekniska produkten till platsen. Maahantuojia Taho, joka maahantuo lääkinnällisen laitteen paikalliselle alueelle. Importer Indicates the entity importing the medical device into the locale.</p> <p>Översättning För att identifiera att den ursprungliga informationen om medicintekniska produkten har genomgått en översättning som kompletterar eller ersätter den ursprungliga informationen. Käännös Lääkinnällisen laitteen tieto on käännyt läpi käännöksen, joka täydentää tai korvaa alkuperäistä tietoa. Translation To identify that the original medical device information has undergone a translation which supplements or replaces the original information.</p> <p>MD Medicinteknisk produkt. Lääkinnällinen laite. Medical Device.</p>	<p>Webbsida med patientinformation. Potilaille tietoa tarjoava verkkosivusto. Patient information.</p> <p>Tiliverkningsland. Valmistusmaa. Country of manufacture.</p> <p>Återvinningsbar förpackning. Kierrettävä pakkaus. Recyclable packaging.</p> <p>LATEX Latex in packaging glue</p> <p>MD</p> <p>985248-02 Revision date: 29/10/2021 0051</p> <p>CE</p>	<p>Salvequick MED</p> <p>CORN PLASTER Liktornsplåster Känsälaastari</p> <p>Importer & Distributor contact in Europe: Orkla Cederroth S.A.U. Pol. Ind. Can Barr. Calle D n° 11-12 ES-08415 Bigues i Riells, Barcelona, Spain. For distributor in each country, please visit www.salvequick.com</p> <p>Pharmplast S.A.E Amnia free zone 23512, Alexandria, Egypt. www.pharmplast-online.com</p> <p>EC REP E.C. Rep Ltd, 5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R244, Ireland. Tel: +353 1 2 544 944 Email: info@ecrep.ie</p>
<p>SE SKYDDANDE LIKTORSNSPLÅSTER MED SALICYLSYRA Skyddande plåster med perforerad dyna som bidrar till tryckavlastning och därmed smärtlindring. Plåstren innehåller salicylsyra (40%) som hjälper till att ta bort liktornar och förhårdnader. Vår hud består av flera lager. Det yttersta lagret, epidermis, regenereras ständigt. Dess huvudfunktion är att fungera som en barriär för att skydda de djupare skikten i huden. Liktornar och/eller förhårdnader kan bildas som ett svar på upprepat tryck eller friktion (t.ex. på grund av användning av olämpliga skor).</p> <p>FUNKTIONER: • Salicylsyra-skivor behandlar området med liktornar eller förhårdnader utan att påverka omgivande hud. • Bidrar till att ta bort liktornar och förhårdnader utan smärta. • Snabbt och effektivt. • Utformningen minskar trycket på liktornen vilket hjälper till att lindra smärtan omedelbart.</p> <p>ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER: 1. Blötlägg liktornen i varmt vatten i 5 minuter före applicering. 2. Rengör och torka huden före användning, och se till att de område som ska behandlas är fritt från krämer och oljor. 3. Ta bort skyddsplåstret, undvik att vidröra självhäftande sidan.</p>	<p>4. Applicera plåstret med den inbyggda salicylsyra-sidan mitt över liktornen, se till att kanterna är väl utjämnade. 5. Låt vara på plats tills det börjar lossna. Efter maximalt 48 timmar, ta bort plåstret. 6. Blötlägg det drabbade området i varmt vatten i 5 minuter innan du tar bort den lösa huden. 7. Upprepa proceduren vid behov i upp till 14 dagar.</p> <p>WARNING: Använd inte om du är diabetiker, är överkänslig mot salicylsyra eller lider av dålig blodcirkulation. Gravida kvinnor och barn: använd endast med läkares godkännande. Hudskador kan uppstå om den friska huden kommer i kontakt med salicylsyra. Det skyddande plåstret innehåller 0,4 g/g (40%) salicylsyra. Släng plåstret direkt och försiktigt efter användandet, utan kontakt med frisk hud för att förhindra spridning av infektioner.</p> <p>FI SUOJAAVA KÄNSÄLAASTARI, SISÄLTÄÄ SALISYLIHAPPOA Suojaava laastari, jossa on perforoitu tynny. Auttaa vähentämään painetta ja lievittää siten kipua. Laastari sisältää salisyylihapetta (40 %), joka edistää känsien ja kovettumien häviämistä. Iho koostuu useasta kerroksesta. Uloin kerros on orvaskesi ja se uusiutuu jatkuvasti. Orvaskeden päätehtävä on suojata ihoa syvempiä kerroksia. Känsiä ja kovettumia voi muodostua toistuvan paineen tai hankauksen seurauksena (esim. väärinlaisen jalkineen käyttö). Salvequick Corn -laastari: avuksi känsien poistoon</p>	<p>OMINAISUUDET: • Salisyylihapetta vaikuttaa känsiin ja kovettumiin, mutta ei niitä ympäröivään ihoon. • Auttaa poistamaan känsiä ja kovettumia ilman kipua. • Nopea ja tehokas. • Laastarissa olevat renkaat vähentävät känsään kohdistuvaa painetta, jolloin kipu lievittyy välittömästi.</p> <p>KÄYTTÖOHJEET: 1. Liota känsää lämpimässä vedessä 5 minuutin ajan ennen laastarin asettamista. 2. Puhdista ja kuivaa iho ennen käyttöä. Kohdealueen iholla ei saa olla voidetta eikä öljyä. 3. Poista laastarista suojapaperi välttämättä koskettamasta kiinnittävää puolta. 4. Aseta laastari siten, että känsä osuu laastarin keskelle. Salisyylihappelevy on upotettu laastarin keskiosaan. Painele laastarin reunat huolellisesti alas. 5. Jätä laastari paikalleen siihen asti, kunnes se alkaa irrota. Poista se viimeistään 48 tunnin kuluttua. 6. Liota hoidettua aluetta lämpimässä vedessä 5 minuutin ajan ennen irtautuneen ihon irrottamista. 7. Toista tämä toimenpide tarvittaessa useita kertoja. Laastareita saa käyttää peräkkäin enintään 14 päivän ajan.</p> <p>VAROITUKSET: Älä käytä laastaria, jos olet diabeetikko tai yliherkkä salisyylihapelle tai jos sinulla on huono verenkierto. Raskaana olevat naiset ja lapset: käytä vain lääkärin luvalla. Jos terve iho pääsee kosketuksiin salisyylihapon kanssa, voi ilmetä ihovaurioita. Tämä suojaava laastari sisältää 0,4 g/g (40%) salisyylihapetta.</p>	<p>Hävität laastari heti käytön jälkeen huolellisesti tervettä ihoa koskettamatta, jotta tulehdukset eivät leviä.</p> <p>EN PROTECTIVE CORN PLASTER WITH SALICYLIC ACID Protective plaster with a perforated pad that contributes to pressure relief and thus pain relief. The plaster contains salicylic acid (40%) which helps to eliminate corns and calluses. Our skin is composed of several layers. The outermost layer, epidermis, is constantly regenerated. Its main function is to act as a barrier to protect the deeper layers of the skin. Corns and/or calluses can be formed as a response to repeated pressure or friction (e.g. due to the use of unsuitable footwear). Salvequick Corn plasters: Helps remove corns</p> <p>FEATURES: • Salicylic acid discs target corn & callus area without affecting surrounding skin. • Helps remove corns & callus without pain. • Fast and effective. • Cushions rings reduce pressure on corn, thus helps relieve pain immediately.</p> <p>INSTRUCTIONS FOR USE: 1. Soak the corn in warm water for 5 minutes before application. 2. Clean and dry skin before use, ensuring targeted area is free of creams and oils.</p>

184 mm